

# CombiSafe.

En enkel och flexibel lösning vid oxygenterapi.



## Enkelt och säkert

CombiSafe är en flaska med integrerad ventil och regulator vilket ger en enkel och användarvänlig produkt. CombiSafe 2,5 liters gasflaska MEDICINSK OXYGEN AGA passar i HANDYPACK och PACKBOX.

## Produkten består av

- Kombinationsventil med integrerad regulator och snabbkoppling
- 2,5 liters stålflaska
- MEDICINSK OXYGEN AGA

## Tekniska data

### Gasflaska

Flaskstorlek	2,5 liter
Nominellt innehåll	500 liter
Material	Stål
Diameter	ca 110 mm
Höjd	ca 520 mm
Vikt inkl gas	ca 4,2 kg

### Ventil

Ventiltyp	Meditec M706
Flasktryck	20 000 kPa (200 bar)
Utgångstryck	450 kPa (4,5 bar)
Snabbkoppling	NORDIC SS 8752430
Gällande standard	EN ISO 10524-3

### Övrigt

Restgasventil RPV	(Residual Pressure Valve)
Flödesbegränsare	Max-flow

### Färdig produkt

CombiSafe 2,5 liter	Art nr 107592
Standard	Integrerade ventiler är medicintekniska produkter, klassificerade enligt Europeiska Rådets direktiv 93/42/EEC om medicintekniska produkter.

**Tillbehör** Flödesväljare 0–2 liter/min. best.nr. 321409  
Flödesväljare 0–6 liter/min. best.nr. 321619  
Flödeväljare 0–25 liter/min. best.nr. 321407

---

**Vänd dig till oss** Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att registrera medicinskt oxygen som läkemedel (Sverige 2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group och finns representerade i över 50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på [www.linde-healthcare.se](http://www.linde-healthcare.se)

---

**Kontaktuppgifter** Linde Healthcare  
AGA Gas AB, 181 81 Lidingö  
Tlf. 08-731 10 00, Fax. 08-765 52 87, [www.linde-healthcare.se](http://www.linde-healthcare.se)