

Drivpaket 5 L, MEDICINSK LUFT AGA. En enkel och flexibel lösning för gasterapi.



Enkelt och säkert

Drivpaket 5 L är en flaska med integrerad ventil och regulator vilket ger en enkel och användarvänlig produkt. Drivpaket 5 L MEDICINSK LUFT AGA passar i HANDYPACK och PACKBOX.

Underhåll och spårbarhet

Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt med elektroniskt chip och etikett på flaskan vilket garanterar full spårbarhet.

Produkten består av

Stålflaska
Integrerad ventil med tryckregulator och snabbkoppling
Skyddskåpa

Tekniska data	Flaskstorlek	5,0 liter
	Nominellt innehåll	1000 liter
	Material	Stålflaska
	Diameter	Ca 15 cm
	Höjd inkl. skyddskåpa	Ca 60 cm
	Totalvikt inkl. gas	Ca 9,6 kg
	Ventil	Integrerad ventil med tryckregulator och snabbkoppling
	Max fyllningstryck	200 bar
	Utgångstryck	5 bar
	Garanterat flöde från snabbkoppling	>180 liter per minut vid flasktryck 50-200 bar
	Momentanflöde	>180 liter per minut
	Snabbkoppling	NORDIC SS 8752430
	Standard ventil	EN ISO 10524-3
	Standard	Integrerade ventiler är medicinska produkter, klassificerade enligt direktiv 93 / 42 / EG
	Användningstemperatur	-20°C till +45°C
	Förvarings-/transporttemperatur	-40°C till +65°C
	Apotekets varunummer	09 38 51
	Linde Healthcare artikelnummer	108652

Övrigt Restgasventil, RPV (Residual Pressure Valve)
Flödesbegränsare, Max-flow
Flaskan har plan botten

Vänd dig till oss Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att registrera medicinskt oxygen som läkemedel (Sverige 2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group och vi finns representerade i över 50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se.