

---

## GLOOR BASIC & GLOOR VARIUS. Flaskregulatorer.

---



GLOOR BASIC.



GLOOR VARIUS.

### Produktbeskrivning

Flaskregulatorerna GLOOR BASIC för medicinsk oxygen och medicinsk luft samt GLOOR VARIUS för medicinsk oxygen, är små väldesignade regulatorer av hög kvalitet. Regulatorerna finns med handmutter och 6-kantmutter för anslutning till gasflaska. GLOOR BASIC och GLOOR VARIUS är utrustad med snabbkopplingsuttag. GLOOR BASIC rekommenderas att användas i ambulanser. Regulatorerna är inte avsedda för reservgasförsörjning till tryckvakter.

### Underhåll

Enheten skall genomgå full service vart sjätte år. Service får endast utföras av auktoriserad personal.

<b>Tekniska data</b>	Klassificering	Enhetsklass för "EU guideline" 93/42 EEC Annex IX: Klass IIb								
	Standard	EN ISO 10524-1								
	Inloppstryck	Max 200 bar								
	Utloppstryck	4.5 bar								
	Slangsockel för gas utlopp	9/16"								
	Flödeskapacitet	Min. 55 l/min. genom snabbkopplingsuttaget. (300 l/min vid inloppstryck 200 bar)								
	Gassort	Medicinsk Oxygen & Medicinsk Luft								
	Noggrannhet	+/- 20%. Kalibrerad mot 450 kPa (4.5 bar). Flödesväjlaren är mottryckskompenserade								
<b>Flödesomåden</b>	GLOOR VARIUS 0-5 l/min	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
	GLOOR VARIUS 0-15 l/min	0	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	12.0	15.0
<b>Artikelnummer</b>	GLOOR BASIC (Oxygen) med handmutter	329 466								
	GLOOR BASIC (Oxygen) med 6-kantmutter	329 502								
	GLOOR BASIC (Luft) med handmutter	331 111								
	GLOOR BASIC (Luft) med 6-kantmutter	331 109								
	GLOOR VARIUS (Oxygen) med handmutter, 4.5 bar / 0-5 l/min	330 474								
	GLOOR VARIUS (Oxygen) med 6-kantmutter, 4.5 bar / 0-5 l/min	330 476								
	GLOOR VARIUS (Oxygen) med handmutter, 4.5 bar / 0-15 l/min	320 775								
	GLOOR VARIUS (Oxygen) med 6-kantmutter, 4.5 bar / 0-15 l/min	320 776								
	O-ring (svart) för handmutter	320 784								
	Packning (vit) för 6-kantmutter	320 785								