

GLOOR JETFLOW. Flödesväljare.



GLOOR JETFLOW (snabbkoppling).



GLOOR JETFLOW (gänganslutning).

Produktbeskrivning

Flödesväljare GLOOR JETFLOW finns som standard för medicinsk oxygen. Flödesväljarna levereras med snabbkoppling som passar i gasuttag för medicinsk oxygen och med gänganslutning för montering i ambulans.

Underhåll

Enheten skall genomgå full service vart sjätte år. Service får endast utföras av auktoriserad personal.

Tekniska data	Klassificering	Enhetsklass för "EU guideline" 93/42 EEC Annex IX: Klass IIb									
	Standard	EN ISO 15002									
	Typ av konstruktion	Flödeskontroll med flödesväljare									
	Försörjningstryck	4.5 + 0.2 bar									
	Noggrannhet	+/- 20%. Kalibrerad mot 450 kPa (4.5 bar). Flödesväljarna är mottryckskompenserade									
Flödesomåden	GLOOR JETFLOW 0-5 l/min	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	
	GLOOR JETFLOW 0-15 l/min	0	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	12.0	15.0	
	GLOOR JETFLOW 0-31 l/min	0	3.0	5.0	9.0	12.0	15.0	20.0	26.0	31.0	
Artikelnummer	GLOOR JETFLOW 0-5 l/min med snabbkoppling	320 781									
	GLOOR JETFLOW 0-15 l/min med snabbkoppling	320 768									
	GLOOR JETFLOW 0-31 l/min med snabbkoppling	320 769									
	GLOOR JETFLOW 0-15 l/min för montering i ambulans	320 780									
	GLOOR JETFLOW 0-31 l/min för montering i ambulans	320 783									