

LIV® Linde Integrated Valve

Innovativ mobil gasterapi





Vi har skruvat upp både enkelheten och säkerheten

Mobil gasterapi har aldrig varit enklare. LIV® är en lättare lösning för mobil gasterapi med integrerad ventil och regulator som gör anslutningen enkel och bekymmersfri. Den lägre vikten gör LIV® lättare att lyfta, bära och hantera. Anslut andningsmasken till gasuttaget eller utrustningen till snabbkopplingen, öppna på/av-ventilen och påbörja behandlingen.

Tack vare att LIV® är enklare att använda, ökar säkerheten för både vårdgivare och patient. Borta är behovet av att

byta regulatorer, att hantera oreglerat tryck och risken för läckage. Med den integrerade regulatorn får du ett lågt kontinuerligt utloppstryck och ett flöde som är anpassat för den behandling du behöver.

Flödet kan enkelt anpassas för att möta patientbehovet. Det finns fler flödesinställningar än någonsin, ett brett flödesintervall och möjligheter till ytterligare inställningar för speciella behandlingar och doseringar. Så att du kan andas lite lugnare.

Lika imponerande från alla håll



Kort instruktion LIV®

Anvisningarna för användning finns på cylindern, lätt åtkomliga för vårdpersonal.

Flaskstorlekar: 2-10 liter. Systemet är ickemagnetiskt för MRI-kompatibilitet (30 cm upp till 3 Tesla).

För mer information om LIV® hänvisar vi till våra produktblad.

Flödesval

Du kan välja mellan olika flödesintervall och mellan tolv olika inställningar per intervall.

Exakt flödesinställning visas tydligt. Av säkerhetsskäl flödar ventilen konstant, även när vredet hamnat mellan två inställningar, för att undvika att flödet avbryts.

Exakt display

Den integrerade, aktiva tryckmätaren visar trycket i flaskan under alla typer av användning, även när på/av-ventilen är stängd.

Ergonomisk design

De ergonomiska handtagen gör LIV® enkel att lyfta och att förflytta. En flaskhängare finns som tillval och gör flaskan enkel att hänga upp på sängkanten.

En skyddskåpa skyddar ventilen.

Snabbkoppling

LIV® har även en snabbkoppling för att ansluta utrustning på samma sätt som du normalt gör till ett vägguttag.

Förbrukningstabell

Förbruknings-/innehållstabellen på ventilen ger en uppskattning av hur länge gasen i flaskan varar, i relation till tryckangivelsen och flödesinställningen.



En revolution i effektivitet

LIV® är framtagen för att hjälpa vårdpersonal att kunna arbeta effektivare. Regulatorn är integrerad och det behövs inga förberedelser i form av montering eller avbrott i behandlingen. Ett stort flödesintervall gör att ett mer exakt flöde kan ordinerars för att bättre möta patientens behov.

Effektiviteten förbättras eftersom någon separat regulator inte behövs. Det betyder minskade kostnader för underhåll och inköp av nya regulatorer för vårdinrättningen. Den integrerade regulatorn gör flaskbytet enkelt och gasflaskans innehåll kan utnyttjas mer effektivt. Tack vare den aktiva tryckmätaren och tydlig display vet du alltid hur mycket som finns kvar i varje gasflaska.

Heltäckande leveranser och support

Vi gör allt för att se till att dina leveranser sker så smidigt som möjligt. Vår kundtjänstpersonal svarar gärna på dina frågor, tar emot dina beställningar och koordinerar den service du efterfrågar.

Varje enskild gasflaska från Linde Healthcare är spårbar tack vare vårt spårbarhetssystem ICC (Individual Cylinder Control). Vi kan även erbjuda verktyg för intern spårbarhet och kontroll över flasksaldot.

I och med övergången till LIV®, erbjuder vi utbildning för all din personal.

Vänd dig till oss

Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att få marknadsföringstillstånd för medicinsk oxygen i Sverige (2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group och vi finns representerade i över 50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se.

AGA Gas AB

Linde Healthcare, 181 81 Lidingö

Tel: 08-731 10 00, www.linde-healthcare.se