



LIV™

Linde Integrated Valve

Gasflaskhållare LIV

Gasflaskhållaren har designats med stor vikt på ergonomi, säkerhet och balans vilket ger en mycket säker hantering av gasflaskor i olika situationer inom sjukvården.

Gasflaskhållaren är tillverkad av eloxerad aluminium och specialutformad för en 3 liters LIV Medicinsk oxygen AGA flaska.

Gasflaskhållaren kan monteras på en mobil vagn eller förses med bärhandtag och fäste anpassat för sänggavel. På framsidan och båda gavlarna finns slitsfäste för montering

av medicinska produkter. Ett kraftigt justerbart lås gör att flaskan sitter mycket stabilt i gasflaskhållaren utan att göra åverkan på flaskan eller dess etiketter.

Beställningsnummer

Gasflaskhållare kompl art: 325 397 691

Gasflaskhållare

(utan vagn) art: 325 197 566

Sängfäste / handtag art: 325 112 919

™ LIV är Linde AG:s varumärke

Linde Gas Therapeutics

AGA

Vänd dig till oss

Linde Gas Therapeutics har lång och bred erfarenhet av att arbeta tillsammans med vårdpersonal för att erbjuda lösningar för medicinsk gas som lever upp till världens förväntningar. Våra medicinska gaser klassas som läkemedel och tillverkning och distribution sker i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar.

Medicinteknisk utrustning möter europeiska krav och standarder för medicintekniska produkter.

Idag är vi ett starkt och globalt läkemedelsföretag som erbjuder expertkunskaper och helhetslösningar inom området för medicinska gaser. Våra lösningar sträcker sig från narkos och akutvård på sjukhus till oxygen- och sömnterapi i hemmet.

Besök: www.linde-gastherapeutics.se