

OTM 1 och OTM 2

Produktbeskrivning

Lättviktsflaska för mobil oxygengörsörjning

I Linde Gas Therapeutics kompletta gasflasksortiment ingår små lätta flaskor för medicinsk oxygen och för medicinsk luft. De lätta kompositflaskorna är som standard utrustade med integrerad flaskregulator som betyder enklare och säkrare hantering för användaren och ger möjlighet att koppla in olika kringutrustning. Flaskan och flaskventilen uppfyller högt ställda krav på säkerhet. Ventilen är integrerad ventil/regulator, vilket innebär att patienten aldrig kommer i kontakt med det höga trycket i flaskan. Ventilen ger ett konstant tryck på 3,5 bar och självstänger då man tar bort utrustningen.

Underhåll och spårbarhet

Vid receptföreskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Gas Therapeutics hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer.

Produkten är individmärkt, vilket garanterar full spårbarhet.

Flödesdysa/flödesväljare

Det finns två alternativ för att kunna följa en ordination av oxygenflöde. Slangkoppling med inbyggd dysa som ger ett specifikt flöde, eller en reglerbar flödesväljare där man kan ställa in olika flöden beroende på ordination.



Leverans sker i Handypack® som rymmer 1 – 4 flaskor. Varje flaska är försedd med en integrerad ventil. Regulatorn är fast monterad på gasflaskan. Linde Gas Therapeutics ansvarar för underhåll såsom provtryckning och besiktning enligt gällande krav.

Tekniska data OTM 1 och OTM 2

	OTM 1	OTM 2
Volym:	1,1 liter	2 liter
Gasvolym:	220 liter	400 liter
Flasktryck:	200 bar	200 bar
Utloppstryck:	3,5 bar	3,5 bar
Anslutning utlopp:	Självstängande gasuttag enligt svensk standard	Självstängande gasuttag enligt svensk standard
Höjd:	387 mm	435 mm
Diameter:	84 mm	102 mm
Vikt:	1,8 kg	2,6 kg
Apotekets varunummer:	023 009	022 998
Linde Gas Therapeutics artikelnummer:	107 567	107 566

TILLBEHÖR

Tekniska data Flödesdysa 350 kPa

Benämning	Artikelnummer
0,5 l/m	302 465
1,0 l/m	302 468
1,5 l/m	302 469
2,0 l/m	302 470
2,5 l/m	302 471
3,0 l/m	302 464
3,5 l/m	302 458
4,0 l/m	302 462
4,5 l/m	302 460
5,0 l/m	302 459
6,0 l/m	316 670
7,0 l/m	316 404
10,0 l/m	316 671



Tekniska data Flödesväljare 350 kPa

Benämning	Artikelnummer
0,02 - 1,5 l/min	311 008
0,1 - 1,0 l/min	302 444
0,5 - 5,0 l/min	302 427
1,0 - 15,0 l/min	308 262

