

Lungtestgaser – registrerade läkemedel.

Lung test gas CO (He) AGA och Lung test gas CO (C₂H₂, CH₄) AGA.



Registrerade läkemedel

Lungtestgaser används i diagnostiskt syfte – för att fastställa diffusionskapacitet och/eller lungans volymer. De klassas som läkemedel. Linde Healthcare har två lungtestgaser med marknadsföringstillstånd – Lung test gas CO (C₂H₂, CH₄) AGA och Lung test gas CO (He) AGA.

Lung test gas CO (He) AGA

0,28% CO

9,3% He

20,9% O₂

i nitrogen

Storlek 20 liter

3 m³ gas

Ventilanslutning DIN 477 nr 1

Art nr. 107838

Lung test gas CO (C₂H₂, CH₄) AGA

0,3% CO

0,3% C₂H₂

0,3% CH₄

20,9% O₂

i nitrogen

Storlek 20 liter

3 m³ gas

Ventilanslutning DIN 477 nr 1

Art nr. 107855

Övrigt

Övriga lungtestgaser kommer som tidigare att kunna beställas efter erhållande av licens från Läkemedelsverket.

Vänd dig till oss

Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att registrera medicinskt oxygen som läkemedel (Sverige 2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group och finns representerat i över 50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se

Kontaktuppgifter

Linde Healthcare
AGA Gas AB, 181 81 Lidingö
Telefon 08 731 10 00,
www.linde-healthcare.se, lhkundcenter@se.aga.com