

## Stålflaskor med MEDICINSK LUFT AGA.

### En traditionell lösning för gasterapi.

#### Traditionell stålflaska

Stålflaskorna med MEDICINSK LUFT AGA som anges här kräver anslutning av extern regulator eller motsvarande utrustning innan produkten kan användas.

#### Underhåll och spårbarhet

Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt med elektroniskt chip och etikett på flaskan vilket garanterar full spårbarhet.

#### Produkten består av

Stålflaska

Ventil utan tryckregulator med DIN 13 gänga R 5/8, höger invändig enligt Nordisk standard  
Skyddskåpa för 10, 20 och 50 L

#### Färdig produkt

Material	Stålflaska
Ventil	Ventil utan tryckregulator
Max fyllningstryck	200 bar
Standard ventil	ISO 10297
Användningstemperatur	-20°C till +45°C
Förvarings-/transporttemperatur	-40°C till +65°C

#### Storlek, mått, vikt, varunummer och artikelnummer

Flaskstorlek	2,5 L	5 L	10 L	20 L	50 L	Paket 12x50 L
Nominellt innehåll	0,5 m <sup>3</sup>	1,0 m <sup>3</sup>	2,0 m <sup>3</sup>	4,0 m <sup>3</sup>	10,0 m <sup>3</sup>	117,6 m <sup>3</sup>
Diameter (ca)	10,5 cm	14 cm	13,5 cm	20 cm	22 cm	102x78 cm (inkl. BxD)
Höjd (ca) inkl. ventil/skyddskåpa	51 cm	54 cm	101,5 cm	101,5 cm	165 cm	200 cm inkl. lyftöglor
Totalvikt (ca) inkl. gas	4 kg	8 kg	17,2 kg	36,8 kg	78,8 kg	1054 kg
Varunummer hos apoteket	-	-	093869	093878	-	-
Linde Healthcare artikelnummer	108587	108588	108639	108640	108641	108642



**Vänd dig till oss** Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att registrera medicinskt oxygen som läkemedel (Sverige 2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group och vi finns representerade i över 50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på [www.linde-healthcare.se](http://www.linde-healthcare.se).