

Stålflaskor med MEDICINSK OXYGEN AGA.

En traditionell lösning för gasterapi.

Traditionell stålflaska

Stålflaskorna med MEDICINSK OXYGEN AGA 100% som anges här kräver anslutning av extern regulator eller motsvarande utrustning innan produkten kan användas.

Underhåll och spårbarhet

Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt med elektroniskt chip och etikett på flaskan vilket garanterar full spårbarhet.

Produkten består av

Stålflaska

Ventil utan tryckregulator med DIN 6 gänga (W 21,80 x 1/14) höger utvändig enligt Nordisk standard Skyddskåpa för 10, 20 och 50 L

Färdig produkt

Material	Stålflaska
Ventil	Ventil utan tryckregulator
Max fyllningstryck	200 bar
Standard ventil	ISO 10297
Användningstemperatur	-20°C till +45°C
Förvarings-/transporttemperatur	-40°C till +65°C

Storlek, mått, vikt, varunummer och artikelnummer

Flaskstorlek	2,5 L	5 L	10 L	20 L	50 L	12x50 L
Nominellt innehåll	500 L	1000 L	2000 L	4000 L	10 000 L	127 000 L
Diameter (ca)	10,5 cm	14 cm	13,5 cm	20 cm	22 cm	102x78 cm (BxD)
Höjd (ca) inkl ventil/skyddskåpa	51 cm	53 cm	101 cm	100 cm	173 cm	200 cm inkl. lyftöglor
Totalvikt (ca) inkl. gas	4,2 kg	8 kg	19,2 kg	39 kg	85,2 kg	1095 kg
Varunummer hos apoteket	022993	022992	023003	022951	022925	-
Linde Healthcare artikelnummer	10761	107562	107563	107564	107565	107590



Vänd dig till oss

Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att registrera medicinskt oxygen som läkemedel (Sverige 2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group och vi finns representerade i över 50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se.