


Stroller 1.2. Portabel behållare för flytande oxygen.



Produktbeskrivning

Stroller 1.2 är en portabel lättviktsbehållare för flytande oxygen och är bekväm och lättburen. Den är enkel att läsa av och fylla på. Stroller 1.2 är det bästa alternativet om patienten inte kan använda utrustning med gassparare. Vanlig standard vuxen/barn gramma kan användas.

Underhåll och spårbarhet

Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt, vilket garanterar full spårbarhet.

Tekniska data

| | |
|-------------------------------------|---|
| Volym (vätska) | 1,2 liter |
| Volym (gas) | 1050 liter |
| Vikt (fylld) | 3,6 kg |
| Vikt (tom) | 2,27 kg |
| Dimension | Höjd 343 mm/Diameter 165 mm oval |
| Normal fyllningstid | 2 min (varm) |
| Arbetsstryck | 1,4 bar |
| Normal avkokning (gas) | 378 liter/dygn |
| Maximal användningstid | Inställd på 2 liter/min: 8 timmar oavsett antal andetag per minut |
| Nivåindikator | Elektronisk indikator |
| Drivkälla (till inbyggd gassparare) | Batterier av alkalisk typ 6LR 61 |
| Apotekets varunummer | 260 356 |
| Linde Healthcares artikelnummer | 605 187 |
| Grimma artikelnummer | 306 798 |
| Korg artikelnummer | 302 542 |
| Användningsområde | +70 till -20°C |
| Klassificeras enligt MDD | 93/42/EC, tillägg 2007/47/EC, Appendix II |



Det stationära HemLOX®-kärlet innehållande 25 000 liter gas utgör basstation för Stroller 1.2. Överfyllning sker genom dockning av Stroller 1.2.

AGA Gas AB
Linde Healthcare, 181 81 Lidingö
Telefon: +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se