



Gloor Jetflow. Flödesväljare för medicinsk oxygen.



Gloor Jetflow med snabbkoppling

Produktbeskrivning Flödesväljare Gloor Jetflow finns som standard för medicinsk oxygen. Flödesväljarna levereras med snabbkoppling som passar i gasuttag för medicinsk oxygen.

Underhåll Enheten ska genomgå full service vart sjätte år. Service får endast utföras av auktoriserad personal.

Teknisk data	Klassificering	Uppfyller Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex IX: Klass IIb
	Standard	EN ISO 15002
	Typ av konstruktion	Flödeskontroll med flödesväljare
	Försörjningstryck	4,5 +0,2 bar
	Noggrannhet	±20 %. Kalibrerad mot 4,5 bar (450 kPa). Flödesväljarna är mottryckskompenenserade.

Flödesområden	Gloor Jetflow 0-5 l/min	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
	Gloor Jetflow 0-15 l/min	0	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	12,0	15,0
	Gloor Jetflow 0-31 l/min	0	3,0	5,0	9,0	12,0	15,0	20,0	26,0	31,0
	Gloor Jetflow 1-31 l/min	0	1,0	3,0	5,0	10,0	15,0	20,0	26,0	31,0

Artikelnummer	Artikelnummer	Benämning
	320781	Gloor Jetflow 0-5 l/min med snabbkoppling
	320768	Gloor Jetflow 0-15 l/min med snabbkoppling
	320769	Gloor Jetflow 0-31 l/min med snabbkoppling
	331389	Gloor Jetflow 1-31 l/min med snabbkoppling

Kundcenter För beställningar eller mer information om oss, våra produkter och tjänster kontakta

Linde Healthcare kundcenter:

Telefon 08-731 18 00

healthcare.se@linde.com