

Making our world more productive



ACCURA[®] Gastjänster.

En webbtjänst för effektivare gasanvändning.

Linde: Living healthcare



Spårbarhet – Säkerhet – Kvalitet – Kostnadskontroll.

Med webbtjänsten ACCURA® Gastjänster får du en helhetsbild över din gashantering. Det innebär spårbarhet, ökad säkerhet, kvalitet och kostnadskontroll.

ACCURA ger dig kontroll över gas- och hyreskostnaderna för dina gasflaskor på varje avdelning/enhet samt information om när dina medicinska gaser passerat utgångsdatum. Informationen hämtas från flaskornas mikrochip, bearbetas och presenteras i webbtjänsten i form av olika rapporter. Du får även rapporter för aktuellt flasksaldo, hur effektivt

flaskorna används i verksamheten, tankens aktuella nivå samt gaskonsumtion under vald period. ACCURA är mycket lätt att förstå och det enda du behöver för att använda tjänsten är en dator med internetuppkoppling. Med ACCURA slipper du all manuell pappershantering.

Produkt	2020-02 – 2020-02		2021-02 - 2021-02		Enhet	Differens Antal flaskor	Differens Konsumerad volym
	Antal flaskor	Konsumerad volym	Antal flaskor	Konsumerad volym			
HELIUM, INSTRUMENT 50	1	0.00	1	9.10	M3	0%	0%
KOLDIOXID (MEDICIN- TEKNISK PRODUKT) 10 L	2	15.00	2	15.00	Kg	0%	0%
KOLDIOXID (MEDICIN- TEKNISK PRODUKT) 40 L	0	0.00	8	240.00	Kg	-100%	-100%
LIVOPAN 5 L	2	3.56	0	0.00	Kg	100%	100%
CONOXIA® 3 L LIV	240	144.00	192	115.20	M3	25%	25%
AIRAPY® 10 L	10	20.00	3	6.00	M3	233%	233%
AIRAPY® 5 L	6	6.00	12	12.00	M3	-50%	-50%
CONOXIA® 1,1 L KOMPOSIT	20	4.40	24	5.28	M3	-17%	-17%
MISON 18, 20 L	2	9.72	1	4.86	M3	100%	100%
NITROGEN, CHEMICAL 4.6, 50 L	3	30.00	26	260.00	M3	-88%	-88%
Totalt	286		269			6%	

Exempel på en rapport för gaskonsumtion där du kan se hur mycket gas som levererats under en vald period.

Fyra skäl att använda ACCURA[®] Gastjänster.

Spårbarhet

- Kontroll på vilken avdelning samtliga flaskor finns och hur länge de funnits där. Att använda ACCURA för registrering av flaskförflyttningar minskar tiden för administration. Om det på en enhet är brist på en viss typ av flaska, kan du via systemet hitta likvärdiga flaskor på andra enheter, som du kan använda.

Säkerhet

- Kontroll över antalet gasflaskor som finns på samtliga enheter, vilken avdelning/enhet de finns på och vad de innehåller.

Kvalitet

- Information om gasens hållbarhetstid på samtliga flaskor, vilket gör att du undviker att utgångna flaskor används.

- Genom att registrera flaskförflyttningar via tjänsten minskar du risken för fel som lätt uppstår vid manuell pappershantering.
- Leveranser till samtliga avdelningar/enheter finns registrerade i systemet. Historiken finns sparad om du behöver gå tillbaka och kontrollera en leverans.

Kostnadskontroll

- Månadsvis rapportering av gas- och hyreskostnad för varje avdelning/enhet.
- Synliggör gasförbrukningen för varje avdelning/enhet.
- Ger möjlighet till intern debitering och uppföljning av den faktiska gas- och hyreskostnaden på varje avdelning/enhet. Rapporten går att sparas i olika format för att passa de flesta debiteringssystem.

Kontakta oss om du vill veta mer
om ACCURA Gastjänster

Linde Healthcare kundcenter

Telefon 08-731 18 00

E-post healthcare.se@linde.com

Vänd dig till oss.

Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering och användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi först med att få marknadsföringstillstånd för medicinsk oxygen i Sverige (2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde plc som finns representerat i över 100 länder.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se

Linde Gas AB

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se

®ACCURA, AIRAPY och CONOXIA är registrerade varumärken som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2021, Linde plc.