



## ICOMAS<sup>®</sup> och Lung Test Gas CO/He Linde. Medicinska gaser.



### Registrerade läkemedel

Lungtestgaser används för att diagnostisera lungsjukdomar och för att mäta svårighetsgraden av lungproblem. Lungtestgaser används också för att fastställa diffusionskapacitet och/eller lungans volym. De kan också användas för att bestämma hur bra behandlingen fungerar på patienter som lider av lungsjukdom.

Lungtestgaser klassificeras som medicinska gaser. Linde Healthcare innehar marknadsföringstillstånd (MA) för två lungtestgaser med MA, ICOMAS och Lung Test Gas CO/He Linde.

### Övrigt

ICOMAS och Lung Test Gas CO/He Linde levereras i 20 liters gasflaskor fyllda till ett tryck av 150 bar. De används av utbildad personal och endast tillsammans med specialiserad medicinteknisk utrustning. För ytterligare information om användning se FASS.se.

Linde Healthcare tillverkar också andra läkemedelsgasblandningar. De kommer som tidigare att kunna beställas efter erhållande av licens från Läkemedelsverket.

### Underhåll och spårbarhet

Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt med streckkod på flaskan vilket garanterar full spårbarhet.

## Produkten består av

- 20 liters aluminiumflaska fylld med en lungtestgas
- Ventil utan tryckregulator med DIN 477 nr 1-gänga, 21,80 mm x 1/14" vänster utvändig
- Ventilskydd

## Teknisk data

	ICOMAS	Lung Test Gas CO/He Linde
Innehåll	0,3 % CO, 0,3 % C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , 0,3 % CH <sub>4</sub> , 20,9 % O <sub>2</sub> i nitrogen (N <sub>2</sub> )	0,28 % CO, 9,3 % He, 20,9 % O <sub>2</sub> i nitrogen (N <sub>2</sub> )
Max fyllningstryck [bar]	150	150
Nominellt innehåll [ca. liter]	3 000	3 000
Material (flaska)	Aluminium	Aluminium
Totalvikt inkl. gas [ca. kg]	27-28	27-28
Total diameter [ca. mm]	200	200
Total höjd [ca. mm]	1 130-1 270	1 130-1 270
Ventil	Ventil utan tryckregulator	Ventil utan tryckregulator
Artikelnummer	107855	107838

## Kontakt

Linde Healthcare kundcenter  
 Telefon: 08-731 18 00  
 E-post: [healthcare.se@linde.com](mailto:healthcare.se@linde.com)