



MediEject II. Produktbeskrivning.



Produktbeskrivning

Linde Healthcares sugejektor, MediEject II är utvecklad för alla situationer. Genom att arbeta med hygienisk design är ytor släta och lätta att hålla rena samt att manometern är täckt och integrerad i produkten. MediEject II är kompakt och konstruerad för att minimera drivgaskonsumtion och ljudnivå för att minska kostnader och förbättra arbetsmiljön för användaren. Tydlig markering av gaser och visuell indikation om produkten är på eller av förenklar användandet. MediEject II har en robust design där känsliga delar har förstärkts och produkten är underhållsfri under hela livslängden på 10 år.

Återvinning

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Teknisk data

Drivgas	O ₂ , Medicinsk luft
Inloppstryck	4-5 bar
Max. vakuum	0,8 bar
Max. gaskonsumtion	25 lpm (vid inloppstryck 4 bar)
Fritt sugflöde	25 lpm (vid inloppstryck 4 bar)
Ljudnivå	35/45 dB
Utloppsanslutning	Slangnippel - diameter 6 mm
Total bredd	70 mm
*Djup	52 mm
Max. höjd	150 mm

* Bara sugejektorn utan platta/klove/koppling

Artikelnummer	Art. Nr.	Gas	Slang	Slanglängd	Koppling	Snabbkoppling	Vägganslutning
	335651	Oxygen/Med luft	N/A	N/A	Rak	Oxygen/Med luft	Koppling
	335662	Oxygen	Vit	1,0 m	Rak	Oxygen	T-slits
	335655	Oxygen	Vit	1,0 m	Rak	Oxygen	Klove Uni
	335652	Oxygen	Vit	1,0 m	90° Vinklad	Oxygen	T-slits
	335653	Oxygen	Vit	1,0 m	90° Vinklad	Oxygen	Klove Uni
	335657	Oxygen	Vit	1,0 m	90° Vinklad	Oxygen	Ingen
	335663	Med luft	Svart/Vit	1,0 m	Rak	Med luft	T-slits
	335656	Med luft	Svart/Vit	1,0 m	Rak	Med luft	Klove Uni
	335661	Med luft	Svart/Vit	1,0 m	90° Vinklad	Med luft	T-slits
	335654	Med luft	Svart/Vit	1,0 m	90° Vinklad	Med luft	Klove Uni

Vänd dig till oss

Linde Healthcare kundcenter
 healthcare.se@linde.com
 Telefon 08-731 18 00

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se