



Stålflaskor – NIONTIX®. Medicinsk lustgas 100%.



Traditionell stålflaska

Stålflaskorna med NIONTIX medicinsk lustgas som anges här kräver anslutning av extern regulator eller motsvarande utrustning innan produkten kan användas.

Underhåll och spårbarhet

Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt med streckkod och individnummer på flaskan vilket garanterar full spårbarhet.

Produkten består av

- Stålflaska fylld med NIONTIX medicinsk lustgas
- Ventil utan tryckregulator
- Skyddskåpa för 10-, 20- och 50-litersflaskor.

Teknisk data

Stålflaskor för NIONTIX*

Material	Stålflaska				
Ventil	Ventil utan tryckregulator, DIN 11-gånga R 3/8", höger utvändig				
Ventil standard	ISO 10297				
Användningstemperatur	-20 °C till +45 °C				
Förvarings-/transporttemperatur	-40 °C till +65 °C				
Flaskstorlek [liter]	2,5	10	20	50	Paket 12 x 50
Nominellt innehåll [kg]	1,9	7,5	15	37,5	450
Diameter, flaska [mm]	105	140	200	220	1 020 x 780
Höjd inkl. ventil och skyddskåpa [mm]	510	990-1 050	990-1 060	1 650-1 750	1 950-2 100 inkl. lyftögla
Vikt inkl. gas [ca kg]	6	23-24	45-47	107-111	1 300-1 600
Artikelnummer	107627	111590	107631	107633	107637

* NIONTIX är en medicinsk narkosgas och är asfyktisk.

Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se