



Linde

CONOXIA® medicinsk oxygen.  
Hur mycket medicinsk oxygen finns  
i flaskan och hur länge räcker den?



Linde Gas AB

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna

Kundcenter: Tel 08-731 18 00, [healthcare.se@linde.com](mailto:healthcare.se@linde.com)

[www.linde-healthcare.com](http://www.linde-healthcare.com)

© CONOXIA är ett registrerat varumärke som tillhör Linde plc och dess dotterbolag.

MED-970 SE ver 5, 2022-11

## CONOXIA<sup>®</sup> medicinsk oxygen. Ett registrerat läkemedel.

	Inställt flöde →	0,5 l/min	1 l/min	5 l/min	10 l/min	15 l/min	25 l/min
Flaskstorlek	Flasktryck ↓						
2,5 liter	1/1 → 200 bar	16h 17min	8h 08min	1h 37min	48min	32min	19min
	1/2 → 100 bar	7h 57min	3h 58min	47min	23min	15min	9min
	1/4 → 50 bar	3h 47min	1h 53min	22min	11min	7min	4min
3 liter	1/1 → 200 bar	19h 33min	9h 46min	1h 57min	58min	39min	23min
	1/2 → 100 bar	9h 33min	4h 46min	57min	28min	19min	11min
	1/4 → 50 bar	4h 33min	2h 16min	27min	13min	9min	5min
5 liter	1/1 → 200 bar	32h 35min	16h 17min	3h 15min	1h 37min	1h 05min	39min
	1/2 → 100 bar	15h 55min	7h 57min	1h 35min	47min	31min	19min
	1/4 → 50 bar	7h 35min	3h 47min	45min	22min	15min	9min

**OBSERVERA** att tidsangivelserna i tabellen är beräknade värden. Flera faktorer som t ex lufttryck, temperatur, noggrannhet i avläsning av manometern och andra felmarginaler spelar in på den verkliga resterande terapitiden.

Se till att alltid ha en god säkerhetsmarginal för byte till ny gasflaska!