



Snabbkopplingar. Produktbeskrivning.

Produktbeskrivning


Linde Healthcare har ett komplett sortiment av snabbkopplingar för medicinska gaser. Snabbkopplingarna som består av en handel och en hondel är konstruerade så att ingen förväxling kan ske mellan olika gassorter. Hondelarnas färgmärkning stämmer överrens med gällande standard för medicinska gaser.

Återvinning

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Artikelnummer

Slangsockel med överfallsmutter



Art. Nr.	Benämning	Gänga	Slang
302498	Medicinsk oxygen	G3/8	6/11 mm
302494	Medicinsk lustgas	G3/8 LH	6/11 mm
302491	Medicinsk luft	G3/8	8/14 mm
318834	Instrumentluft	M18	8/14 mm

Snabbkopplingshondel Artikelnummer

Hondelarnas färgmärkning överensstämmer med gällande standard för medicinska gaser.

Snabbkopplingshondel med slangsockel



Art. Nr.	Benämning	Slang
302485	Medicinsk oxygen	4/8 mm
301479	Medicinsk oxygen	6/11 mm
301529	Medicinsk lustgas	6/11 mm
310930	MEDIMIX®	6/11 mm
302484	Medicinsk luft	8/14 mm
308020	Medicinteknisk koldioxid	6/11 mm
302461	Blandgas MIX A	6/11 mm
308466	Blandgas MIX T	6/11 mm
302456	Instrumentluft	8/14 mm
302483	Vakuüm	10/15 mm
302479	Gasutlopp	12/17 mm

Snabbkopplingshondel med gänganslutning



Art. Nr.	Benämning	Gänga
301530	Medicinsk oxygen	G3/8
301534	Medicinsk lustgas	G3/8 LH
310906	MEDIMIX®	M18x1,5 LH
301533	Medicinsk luft	G3/8
307770	Medicinteknisk koldioxid	G3/8
301531	Nitrogen	G3/8
302482	Instrumentluft	G3/8
308476	Vakuüm	G3/8
308475	Gasutlopp	G3/8

Grenkoppling för montering i gasuttag



Art. Nr.	Benämning
311001	Medicinsk oxygen 90 grader Y-koppling



T-koppling för montering i gasuttag

Art. Nr.	Benämning
301464	Medicinsk oxygen
301463	Medicinsk luft



Snabbkopplingshandel rak

Art. Nr.	Benämning	Slang
302488	Medicinsk oxygen	4/8 mm
301460	Medicinsk oxygen	6/11 mm
301459	Medicinsk lustgas	6/11 mm
302486	Medicinsk luft	8/14 mm
301527	Nitrogen	6/11 mm
301483	Medicinteknisk koldioxid	6/11 mm
302474	Vakuüm	10/15 mm
302480	Gasutlopp	12/17 mm
308471	Blandgas MIX A	6/11 mm
308472	Blandgas MIX T	6/11 mm
301466	Instrumentluft	8/14 mm
309244	MEDIMIX®	6/11 mm

Snabbkopplingshandel vinklad

Art. Nr.	Benämning	Slang
302473	Medicinsk oxygen	4/8 mm
301468	Medicinsk oxygen	6/11 mm
302476	Medicinsk lustgas	6/11 mm
302487	Medicinsk luft	8/14 mm
302481	Vakuüm	10/15 mm
302475	Gasutlopp	12/17 mm
302455	Instrumentluft	8/14 mm

Snabbkopplingshandel rak med backventil. Vid frigöring - släpper långsamt ut gas ur slangen

Art. Nr.	Benämning	Slang
301465	Instrumentluft	8/14 mm
302466	Medicinsk luft	8/14 mm
308468	Instrumentluft, 10st	8/14 mm
308469	Medicinsk luft, 10st	8/14 mm

Vänd dig till oss

Linde Healthcare kundcenter
healthcare.se@linde.com
Telefon 08-731 18 00

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se

Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se