



Stålflaskor med AIRAPY® medicinsk luft. En traditionell lösning för gasterapi.

Traditionell stålflaska

Stålflaskorna med AIRAPY medicinsk luft som anges här kräver anslutning av extern regulator eller motsvarande utrustning innan produkten kan användas.

Underhåll och spårbarhet

Vid receptföreskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt med streckkod på flaskan vilket garanterar full spårbarhet.

Produkten består av

- Stålflaska fylld med AIRAPY medicinsk luft
- Ventil utan tryckregulator med DIN 13-gänga R 5/8", höger invändig
- Standard ventil, ISO 10297
- Skyddskåpa för 10-, 20- och 50-litersflaskor
- Användningstemperatur, -20 °C till +45 °C
- Förvarings-/transporttemperatur, -40 °C till +65 °C

Teknisk data

Flaskstorlek	2,5 L	5 L	10 L	20 L	50 L	Paket 12x50 L
Material	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Max fyllningstryck [bar]	200	200	200	200	200	200
Nominellt innehåll [ca. l]	490	980	1 960	3 920	9 800	117 600
Totalvikt inkl gas [ca. kg]	4,0	8,0	17–18	36–38	77–81	1000–1200
Diameter [ca. mm]	105	140	140	200	220	1020x780 (BxD)
Höjd inkl. ventil/ skyddskåpa [ca. mm]	510	630	990– 1 050	990– 1 060	1 650– 1 750	2000 inkl. lyftögla



Varu-/artikelnummer

Varunummer hos Apoteket	122819	093860	122775	122786	122797	122753
Artikelnummer Linde Healthcare	108587	108588	101707	101706	101703	108642