



# eAdvantage<sup>®</sup>. Elektronisk lustgasmixer – vid smärtlindring.



## Produktbeskrivning

eAdvantage är en elektronisk lustgasmixer avsedd att användas vid smärtlindring. Linde Healthcare tillhandahåller ett elektroniskt lustgas/oxygen blandnings- och avgivningssystem från vår samarbetspartner O-Two. eAdvantage-systemet består av en mixer och en patientkrets. Systemet kan kompletteras med hållare och vagn.

eAdvantage justerbart analgetisk gasblandnings- och tillförselsystem med matningsslangar (c/w DISS O<sub>2</sub> och N<sub>2</sub>O), engångspatientkrets med rensningsslang och adapter med munstycke.

## Teknisk data

För teknisk information se separat produktblad från O-Two.

## Patientkrets

Patientkrets för engångsbruk.

## Artikelnummer

eAdvantage lustgasmixer

Artikelnummer

Benämning

342191

eAdvantage lustgasmixer

## Tillbehör

342315

Monteringsplatta för mixer

342192

Patientkrets, engångs (10 st/kartong)

## Kundcenter

Linde Healthcare kundcenter:

healthcare.se@linde.com

Telefon 08-731 18 00

Kontakta Linde Healthcare kundcenter för mer information om eAdvantage.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på [www.linde-healthcare.se](http://www.linde-healthcare.se).

Linde Gas AB

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna

Tel +46 8 731 10 00, [www.linde-healthcare.se](http://www.linde-healthcare.se)