



Stålflaskor med CONOXIA® medicinsk oxygen 100 %.

En traditionell lösning för gasterapi.

Traditionell stålflaska

Stålflaskorna med CONOXIA medicinsk oxygen 100 % som anges här kräver anslutning av extern regulator eller motsvarande utrustning innan produkten kan användas.

Underhåll och spårbarhet

Vid receptföreskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt med streckkod på flaskan vilket garanterar full spårbarhet.

Produkten består av

- Stålflaska fylld med CONOXIA medicinsk oxygen 100 %
- Ventil utan tryckregulator med DIN 6-gänga (W 21,80 mm x 1/14"), höger utvändig
- Standard ventil, ISO 10297
- Skyddskåpa för 5-, 10-, 20- och 50-litersflaskor
- Användningstemperatur, -20 °C till +45 °C
- Förvarings-/transporttemperatur, -40 °C till +65 °C

Teknisk data

Flaskstorlek	2,5 L	5 L	10 L	20 L	50 L	Paket 12x50 L
Material	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Max fyllningstryck [bar]	200	200	200	200	200	200
Nominellt innehåll [ca. l]	530	1 060	2 120	4 240	10 600	127 200
Totalvikt inkl. gas [ca. kg]	4,2	8,0	19-20	38-40	84-88	1050-1250
Diameter [ca. mm]	105	140	140	200	220	1020x780 (BxD)
Höjd inkl. ventil/ skyddskåpa [ca. mm]	510	630	990- 1 050	990- 1 060	1 650- 1 750	2000 inkl. lyftögla



Varu-/artikelnummer

Varunummer hos Apoteket	022981	022992	081525	081534	081543	081561
Artikelnummer Linde Healthcare	107561	107562	101530	101521	101517	107590

Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se