



Ambulanspanel AP II. Produktbeskrivning.



Produktbeskrivning

Linde Healthcares Ambulanspanel AP II, är den nya generationens ambulanspanel. Den är designad för permanent installation och användning i ambulanser. Linde Healthcare har lång erfarenhet inom detta område vilket har resulterat i en produkt som ger kunden flexibilitet och en mängd möjligheter.

Tack vare flexibel design och funktionalitet kan ett stort antal kombinationsmöjligheter erbjudas. Modulkonceptet innebär att samma komponenter kan användas till många varianter och kombineras enligt kundens önskemål.

Ambulanspanel AP II är tillverkad med samma profil för utanpåliggande och infällt montage. Produkten är underhållsfri under hela livslängden på 10 år.

Ambulanspanel AP II kopplas in med lågtrycksslanger från gaskällans regulatorer och kan beställas till i önskad längd och med önskade slangkopplingar.

Återvinning

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Dimensioner

Längd:	Beroende på utförande
Bredd:	75 mm
Djup:	Inbyggnadsdjup panel med sidoanslutning: 30 mm Inbyggnadsdjup panel med bakanslutning: 58,5 mm Totalt djup panel med sidoanslutning och snabbkoppling: 75,5 mm Totalt djup panel med bakanslutning och snabbkoppling: 104 mm Totalt djup panel med sidoanslutning och flödesmätare: 107 mm Totalt djup panel med bakanslutning och flödesmätare: 135,5 mm
Vikt:	Exempel AP II 02 2xSS R: 754g

Teknisk data

Kapacitet QC:	60 lit/min
Kapacitet FLS:	0-15 lit/min, 0-25 lit/min
Anslutning:	G3/8"
QC-standarder:	SS, DIN, NF, BS, UNI, CZ
Gaser:	O ₂ , Luft, N ₂ O/O ₂ , N ₂ O, VAC
Standarder:	EN 1789:2008
Klassificering:	Class IIb
CE-märkning:	CE2460

Artikelnummer

Art. Nr.	Beskrivning	Gas	Antal snabbkopp- lingar (SS)	Montering	Gasanslutning (3/8)	Övrigt
336712	AP II O2 1xSS G3/8 R	Oxygen	1	Inbyggd	Bak/Vinklad	
336715	AP II O2 2xSS G3/8 R O	Oxygen	2	Inbyggd	Bak/Vinklad	
336714	AP II O2 4xSS R O	Oxygen	4	Inbyggd	Bak/Vinklad	
336722	AP II O2 2xSS G3/8 R	Oxygen	2	Inbyggd	Sida/Rak	
336719	AP II O2 4xSS G3/8 R	Oxygen	4	Inbyggd	Sida/Rak	
336723	AP II O2 R S	Oxygen	N/A	Inbyggd	Sida/Rak	Omkopplare
336725	AP II O2 1xSS FLS R	Oxygen	1	Inbyggd	Sida/Vinklad	Flödesväljare (0-25)
336724	AP II O2 1xSS S FLS R	Oxygen	1	Inbyggd	Sida/Vinklad	Omkopplare/ Flödesväljare (0-25)
336713	AP II AIR 1xSS G3/8 R	Med Luft	1	Inbyggd	Bak/Vinklad	
336726	AP II AIR 2xSS O R	Med Luft	2	Inbyggd	Bak/Vinklad	
336720	AP II AIR 2xSS G3/8 R	Med Luft	2	Inbyggd	Sida/Rak	

Vänd dig till oss

Linde Healthcare kundcenter
healthcare.se@linde.com
Telefon 08-731 18 00

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se