



GLOOR BASIC & GLOOR VARIUS. Flaskregulatorer.



GLOOR BASIC.



GLOOR VARIUS.

Produktbeskrivning

Flaskregulatorerna GLOOR BASIC för medicinsk oxygen och medicinsk luft samt GLOOR VARIUS för medicinsk oxygen, är små väldesignade regulatorer av hög kvalitet.

Regulatorerna finns med handmutter och 6-kantmutter för anslutning till gasflaska. GLOOR BASIC och GLOOR VARIUS är utrustad med snabbkopplingsuttag. GLOOR BASIC rekommenderas att användas i ambulanser. Regulatorerna är inte avsedda för reservgasförsörjning till tryckvakter.

Underhåll

Enheten skall genomgå full service vart sjätte år. Service får endast utföras av auktoriserad personal.

Teknisk data	
Klassificering	Enhetsklass för "EU guideline" 93/42 EEC Annex IX: Klass IIb
Standard	EN ISO 10524-1
Inloppstryck	Max 200 bar
Utloppstryck	4,5 bar
Slangsockel för gas utlopp	9/16"
Flödeskapacitet	Min. 55 l/min. genom snabbkopplingsuttaget. (300 l/min vid inloppstryck 200 bar)
Gassort	Medicinsk Oxygen & Medicinsk Luft
Noggrannhet	+/- 20%. Kalibrerad mot 450 kPa (4,5 bar). Flödesväljaren är mottryckskompenserade
Flödesområden	
GLOOR VARIUS 0-5 l/min	0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
GLOOR VARIUS 0-15 l/min	0 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 12,0 15,0

Artikelnummer	
Art. Nr.	Benämning
329 466	GLOOR BASIC (Oxygen) med handmutter
329 502	GLOOR BASIC (Oxygen) med 6-kantmutter
332 392	GLOOR BASIC (Oxygen) med handmutter, långt anslutningsstycke
333 591	GLOOR BASIC (Oxygen) med 6-kantmutter, långt anslutningsstycke
331 111	GLOOR BASIC (Luft) med handmutter
331 109	GLOOR BASIC (Luft) med 6-kantmutter
332 393	GLOOR BASIC (Luft) med handmutter, långt anslutningsstycke
330 474	GLOOR VARIUS (Oxygen) med handmutter, 4,5 bar / 0-5 l/min
320 775	GLOOR VARIUS (Oxygen) med handmutter, 4,5 bar / 0-15 l/min
320 776	GLOOR VARIUS (Oxygen) med 6-kantmutter, 4,5 bar / 0-15 l/min
336 686	O-ring (svart) för handmutter 10 st
336 687	Packning (vit) för 6-kantmutter 10 st