

# Snabbkopplingar. Produktbeskrivning.

## Produktbeskrivning

Linde Healthcare har ett komplett sortiment av snabbkopplingar för medicinska gaser. Snabbkopplingarna som består av en handel och en hondel är konstruerade så att ingen förväxling kan ske mellan olika gassorter. Hondelarnas färgmärkning stämmer överrens med gällande standard för medicinska gaser.

## Återvinning

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

## Artikelnummer

Slangsockel med överfallsmutter



Art. Nr.	Benämning	Gänga	Slang
302498	Medicinsk oxygen	G3/8	6/11 mm
302494	Medicinsk lustgas	G3/8 LH	6/11 mm
302491	Medicinsk luft	G3/8	8/14 mm
318834	Instrumentluft	M18	8/14 mm

## Snabbkopplingshondel Artikelnummer

Hondelarnas färgmärkning överensstämmer med gällande standard för medicinska gaser.

Snabbkopplingshondel med slangsockel



Art. Nr.	Benämning	Slang
302485	Medicinsk oxygen	4/8 mm
301479	Medicinsk oxygen	6/11 mm
301529	Medicinsk lustgas	6/11 mm
310930	MEDIMIX®	6/11 mm
302484	Medicinsk luft	8/14 mm
308020	Medicinteknisk koldioxid	6/11 mm
302461	Blandgas MIX A	6/11 mm
308466	Blandgas MIX T	6/11 mm
302456	Instrumentluft	8/14 mm
302483	Vakuüm	10/15 mm
302479	Gasutlopp	12/17 mm

Snabbkopplingshondel med gänganslutning



Art. Nr.	Benämning	Gänga
301530	Medicinsk oxygen	G3/8
301534	Medicinsk lustgas	G3/8 LH
310906	MEDIMIX®	M18x1,5 LH
301533	Medicinsk luft	G3/8
307770	Medicinteknisk koldioxid	G3/8
301531	Nitrogen	G3/8
302482	Instrumentluft	G3/8
308476	Vakuüm	G3/8
308475	Gasutlopp	G3/8

Grenkoppling för montering i gasuttag



Art. Nr.	Benämning
311001	Medicinsk oxygen 90 grader Y-koppling

