



## Universal klove. Produktbeskrivning.



### Produktbeskrivning

Linde Healthcares universala klove finns till de vanligaste väggskenor på den svenska marknaden under beteckningen UNI, IVA, MSS och EU/DIN. Måtten på UNI-, IVA- och MSS-skenor är 30x10 mm och EU/DIN-skenor är 25x10 mm. Kloven uppfyller standard SS-EN ISO 19054:2006.

### Rengöring

Torkas med mjuk och luddfri duk fuktad med svagt, fettfritt lösningsmedel.

### Återvinning

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

### Artikelnummer

Art. Nr.	Benämning
335820	Universal klove för UNI-/ IVA-/ MSS- och EU/DIN-skenor.

## Vänd dig till oss

Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att få marknadsföringstillstånd för medicinsk oxygen i Sverige (2005).

Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group som finns representerade i över 100 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på [www.linde-healthcare.se](http://www.linde-healthcare.se)